

MASQUES CHIRURGICAUX 3 PLIS

TYPE IIR BFE $\geq 98\%$



Masques personnalisables
au logo de votre société
avec élastiques de couleur



Produit:

- ✓ Masque chirurgical
- ✓ 17.5 cm x 9.5 cm
- ✓ Dispositif médical de classe I en application de l'annexe IX, directive européenne 93/42/CEE
- ✓ Type IIR selon EN14683 + AC 2019, certifié CE
- ✓ Le masque peut être marqué d'un logo

Fiche technique:

	Spécification de la norme	Performance
Efficacité de la filtration bactérienne	$\geq 98\%$	$\geq 99.5\%$
Respirabilité	$< 60 \text{ Pa/cm}^2$	48 Pa/cm^2
Propreté microbienne	$< 30 \text{ CFU/g}$	$< 30 \text{ CFU/g}$
Résistance aux éclaboussures	$>16 \text{ kPa}$	$>16 \text{ kPa}$

Logo à fournir sous un des formats suivants : Bmp / jpg ; jif ; jpeg / pcx / png / tif ; tiff / tga.

Emballage:

1. Boîte en carton de 50 masques:



72 boîtes, équivalent à 3.600 masques livrés dans des boîtes en carton aux dimensions suivantes : 575 x 420 x 620 mm.

Maximum par palette: 8 cartons (28.800 masques).

Quantité minimum à commander de 3.600 masques.

2. Sachets plastiques de 10 masques



330 Sachets plastiques (3.300 masques) livrés dans des boîtes en carton aux dimensions suivantes : 575 x 420 x 620 mm.

Maximum par palette: 8 cartons (26.400 masques).

Quantité minimum à commander de 3.300 masques.

TEXTILCORD STEINFORT S.A.

MASQUES CHIRURGICAUX 3 PLIS
TYPE IIR BFE ≥ 98%



BON DE COMMANDE

NOM	
Société	
Adresse	
Pais	
CONTACT	
Numéro de téléphone	
Fax	
Personne de contact	
E-mail	
INFORMATIONS SUR LA COMMANDE	

Date: _____

Date de livraison prévue: _____

Quantité masques	Internal code	Boîte 50 masques	Sachet plastique 10 masques	Avec logo Société	Prix unitaire HT FCA Steinfort	Quantité de masques commandée	Prix Total
3.600	PCM0003D	oui	non	oui	0.15€		
3.600	PCM0003A	oui	non	non	0.13€		
3.300	PCM0003F	non	oui	oui	0.17€		
3.300	PCM0003C	non	oui	non	0.15€		

Merci d'envoyer votre commande à: mask.textilcord@glanzstoff.com